


## AS-35205 (SDG de la parte superior de la hoja) / AS-35646 (DDG de la parte superior de la hoja)



### Retire AS-35205/AS-35646 (Hoja superior SDG/DDG)

Tiempo estimado de retirada: < 2 minutos

**Herramientas necesarias:**

- No se necesitan herramientas

**Procedimiento:**


1. La parte trasera del robot / lámina superior cuenta con una empuñadura.



2. Tire de la cubierta hacia arriba con el agarre.



3. Levante y retire la cubierta.



## Instalar AS-35205/AS-35646 (SDG/DDG de parte superior de la hoja)

Tiempo estimado de instalación: < 2 minutos

### Herramientas necesarias:

- No se necesitan herramientas

### Procedimiento:

1. Coloque el extremo frontal de la hoja superior en la posición correcta en el robot.



2. Presione la hoja superior hacia abajo en la parte trasera.

