


AS-35121 - Carrusel v2 - Tapa para anillo colector



Tiempo estimado: 3 minutos

Herramientas necesarias:

Llave de contratuerca

Preparativos:

Internos del puerto de acceso[[access-port-internals.html](#)]

Quitar AS-35121 - Carrusel v2 - Tapa para anillo

colector


Procedimiento:

1. Aflojar:

a. AS-12683 Tuerca de seguridad DIN (1)

2. Eliminar:

a. AS-12654 Tapa para anillo colector (2)



Instalar AS-35121 - Carrusel v2 - Cubierta para anillo colector

Procedimiento:

1. Instalar:

a. AS-12654 Tapa para anillo colector (1)

2. Apriete a mano:

a. AS-12683 tuerca de seguridad (2)

